



**Pionizator Squiggles Stander - kolorowy i funkcjonalny ? daje możliwość pionizacji z podparciem przednim lub tylnym.**

Poza możliwością regulacji kąta, pionizator ten oferuje podparcie przednie, jak i tylne w zależności od potrzeb danego dziecka pozwalając na pionizowanie wielu dzieci o różnych potrzebach w tym względzie. O szerokim zakresie użytkowania oraz funkcjonalności świadczy także różnorodność podstaw tego pionizatora dobieranych w zależności od potrzeb dziecka.

### **Postawa & Funkcje**

Priorytetem stabilnej i właściwej postawy jest odpowiednie podparcie miednicy. Regulacje wysokości, głębokości i szerokości pelot biodrowych zapewniają utrzymanie miednicy we właściwej, stabilnej i bezpiecznej pozycji. Niezależnie od pozycji spionizowanej z podparciem przednim czy tylnym, peloty piersiowe wraz z pasem oraz odpowiedni zagłówki zapewniają stabilne i bezpieczne podparcie tułowia i głowy. Jako że na nogach i stopach spoczywa ciężar ciała, odpowiednie podparcie kończyn dolnych jest bardzo ważne. Regulowalne peloty kolanowe oraz podnózek zapewniają równomierne rozłożenie ciężaru ciała we właściwych miejscach.

### **Stabilizacja miednicy**

Stabilna i właściwa pozycja miednicy jest zarówno ważna podczas stania jak i siedzenia ponieważ głowa, tułów i nogi powinny być ustawione stabilnie i symetrycznie, aby spionizowana postawa była zarówno komfortowa, bezpieczna jak i terapeutycznie efektywna. Miednica jest utrzymywana w bezpiecznej i stabilnej pozycji przez regulowalne peloty biodrowe wraz ze specjalnym pasem.

### **Właściwa pozycja głowy i tułowia**

Zarówno podczas siedzenia jak i stania właściwe podparcie tułowia i głowy przyczynia się również do zachowania stabilnej i właściwej pozycji miednicy. Wpływa to na poprawę funkcjonalności i swobody ramion a także poprawia koncentrację i kontakt z otoczeniem. Jeśli dziecko jest pionizowane w pozycji podparcia przedniego, peloty i pas piersiowy pozwalają poprzez odpowiednią stabilizację i regulację na zachowanie swobody ruchowej ramion. Jeśli istnieje potrzeba niewielkiej stabilizacji głowy, płaski zagłówek pozwala na swobodne poruszanie głową na boki tylko z jej lekkim podparciem z tyłu. Natomiast, jeśli jest potrzebne większe podparcie głowy, aby wyeliminować możliwość przechylenia głowy na bok, można zastosować dodatkowe peloty boczne zagłówka.

### Pozycja nóg i stóp

Właściwa pozycja i podparcie nóg przyczyniają się do bezpieczeństwa i właściwego rozwoju stawów biodrowych. Jest bardzo ważne, aby stopy i kolana były odpowiednio ustawione w celu uzyskania pożądanego efektu terapeutycznego. Dla zapewnienia wymaganej pozycji peloty kolan są indywidualnie regulowane w zakresie wysokości, szerokości i głębokości, co pozwala na komfortowe i stabilne podparcie kolan. Gdy wymagana jest dodatkowa stabilizacja stóp, podnózek można wyposażyć w sandały.

### Funkcje

Pionizator Squiggles jest zaprojektowany tak, by promować niezależność poprzez możliwość indywidualnych regulacji w zależności od potrzeb. Możliwe jest dodanie stolika z pałąkiem, lub bez niego. Stolik może także mieć formę nieokrągłej miski z odpowiednim płaskim, stabilnym przykryciem. Opcjonalnie, dodane duże koła dają dziecku zdolność przemieszczania się w pionizatorze, powiększając możliwości kontaktu z otoczeniem.

Źródło: [www.ottobock.pl](http://www.ottobock.pl)

Zdjęcia i informacje zostały wykorzystane za zgodą Otto Bock Polska Sp. z o.o.