

Leżak do kąpeli

Dodany przez Kasia

niedziela, 31 października 2010 15:35 - Poprawiony poniedziałek, 20 grudnia 2010 20:30



Ergonomiczny, praktyczny i lekki - leżaczek kąpielowy Robby

Najważniejszą cechą leżaczka kąpielowego Robby Bathing Support jest jego praktyczność: w wannie nie musi być wcale dużo wody, a po kąpeli Robby daje się złożyć do poręcznych rozmiarów w jednym prostym ruchu.

Robby w skrócie (podstawowe cechy)

- Nie wymaga wielkiej ilości wody w wannie
- Składany do niewielkich rozmiarów
- Wiele pozycji siedzących i leżących
- Ułatwienie mycia włosów

Leżaczek kąpielowy Robby sprawia, że mycie staje się przyjemnością zarówno dla dziecka, jak i dla Ciebie. Dzięki małej wysokości urządzenie nie zmusza użytkownika do nalewania dużej ilości wody do wanny. Po kąpeli Robby daje się złożyć do poręcznych rozmiarów jednym prostym ruchem i łatwo się przechowuje. Dzięki jego lekkości możesz używać urządzenia także na wycieczkach.

Robby rośnie z Twoim dzieckiem

Leżak do kąpeli

Dodany przez Kasia

niedziela, 31 października 2010 15:35 - Poprawiony poniedziałek, 20 grudnia 2010 20:30

Każdy szczegół konstrukcji leżaczka związany jest z myślą o praktycznym codziennym użyciu. Możesz odgiąć sekcję górną i swobodnie umyć głowę i włosy dziecka. Zdejmowanie i mycie siateczkowego pokrycia leżaczka jest równie łatwe. Dzięki rurkom teleskopowym, Robby rośnie razem z Twoim dzieckiem, dzięki czemu będzie go można używać przez wiele lat.

Oczywiście Twoje dziecko podczas kąpeli zawsze znajduje się w optymalnej, bezpiecznej pozycji. Możesz wygodnie regulować położenie ciała dziecka w obszarze głowy, tułowia, pośladków i nóg, wybierając najlepszą pozycję. Wykonane z siateczki pokrycie wyprofilowane w kształcie niecki można dopasować poprzez dociągnięcie pasków mocujących na rzepy. Miednica znajduje się nisko, co sprawia, że biodra są ułożone pod kątem, a dziecko znajduje się w optymalnej pozycji spoczynkowej i może się rozluźnić. Dodatkowo leżaczek można wyposażyć w pasy zabezpieczające stopy i obszar miednicy.

Robby w szczegółach

- Regulacja pozycji siedzącej i leżącej
- Niezależne, bezstopniowe ustawianie zagłówka, oparcia, siedziska i oparcia dla podudzi
- Powierzchnia siedziska i długość oparcia rosną razem z dzieckiem dzięki rurom teleskopowym
- Zdejmowane i nadające się do prania pokrycie z siatki
- Pokrycie naciągane za pomocą pasów samoprzylepnych
- Zagłówek odchylany do tyłu
- Pas miedniczny i pasy na stopy
- Mały ciężar, niewielkie rozmiary po złożeniu
- Zużycie małej ilości wody ze względu na niską budowę
- Opcja: regulowane peloty zagłówka
- Pas tułowia

Dystrybutor www.ottobock.pl

Zdjęcia i informacje zostały wykorzystane za zgodą Otto Bock Polska Sp. z o.o.

{jcomments on}