

Wózek spacerowy Snappi

Dodany przez Kasia

wtorek, 21 czerwca 2011 17:46 - Poprawiony wtorek, 21 czerwca 2011 20:54



Snappi to spacerówka o wielu możliwościach, pozwalająca na spełnienie wielu wymogów użytkownika i osoby obsługującej. Jej atrakcyjny projekt wykonano z wysokiej klasy aluminium, które łączy w sobie siłę, trwałość i niewielką wagę. Spacerówka jest łatwa w składaniu, co pozwala używać jej na co dzień. W standardzie wyposażona jest w regulowaną rączkę dla zapewnienia komfortu osobie prowadzącej. Wysokiej jakości koła tego uniwersalnego wózka zapewniają łatwość prowadzenia i wyjątkową sterowność.

Umieszczony centralnie gazowy tłok zapewnia łatwość w przechylaniu siedziska w przestrzeni. Jednocześnie zapewnia maksymalne bezpieczeństwo dziecka, które w nim siedzi. Regulacja odbywa się poprzez obsługiwaną jednym palcem dźwignię. Wystarczy nacisnąć, a siedzisko w bezpieczny sposób odchyli się do tyłu samo, dożądanego położenia. Stopień odchylenia jest regulowany płynnie, ponieważ nie posiada z góry ustalonych pozycji odchylenia.

Spacerówka Snappi, w odróżnieniu od innych dostępnych na rynku produktów, została tak zaprojektowana, aby zapewnić szeroki zakres regulacji, który pozwala, by wózek rósł wraz z dzieckiem. Regulowana wysokość oparcia zapewnia dodatkowe 17 cm dla większych dzieci. Głębokość siedziska regulowana jest aż o 10cm. Regulowany podnózek pozwala dostosować wysokość i kąt nachylenia, co zapewnia możliwość utworzenia optymalnej pozycji zapewniającej komfort i wygodę dziecka. Jedną z dodatkowych opcji jest dynamiczne oparcie, które pozwala dziecku na samodzielne odchylenie oparcia w tył, a następnie powrót do ustalonej wcześniej pozycji.

Spacerówka składa się z podstawy jezdnej i siedziska, które można odłączyć od podstawy, co w znacznym stopniu ułatwia składanie i transport spacerówki. Firma Tendercare zadbała również o bezpieczeństwo i zastosowała specjalny system blokujący przed przypadkowym wypięciem siedziska z podstawy.

Szeroki zakres dodatkowych opcji gwarantuje możliwość dostosowania spacerówki nawet do najbardziej wymagających użytkowników.

Wykonana z oddychającego materiału tapicerka jest łatwa w czyszczeniu i odporna na działanie ognia zgodnie ze standardami brytyjskimi. Dodatkowo spacerówka pozytywnie przeszła testy wypadkowe opisane w normie ISO7176/19.

Źródło: www.rehaform.pl

Wózek spacerowy Snappi

Dodany przez Kasia

wtorek, 21 czerwca 2011 17:46 - Poprawiony wtorek, 21 czerwca 2011 20:54
