

Rower trójkołowy Tolek, to rower wskazany przede wszystkim do rehabilitacji osób z różnymi schorzeniami układu ruchu. Znajduje zastosowanie u osób chorych na stwardnienie rozsiane, niedowład po udarach mózgu i rdzenia kręgowego polineuropatii, zaniki m.in. w przebiegu chorób zwyrodnieniowych i zapalnych kończyn dolnych, chorobach reumatoidalnych, stany po protezo plastyczne w obrębie kończyn dolnych, wszelkiego rodzaju schorzenia wymagające wzmocnienia m.in. kończyn dolnych.

Polecamy również rower dla osób starszych. Jest zalecany do wzmocnienia siły mięśniowej, a w szczególności mięśni kończyn dolnych, brzucha oraz pośladków.



Walory rowerka:

- Stabilność wynikająca z zastosowania z tyłu dwóch kół na osi,
- Możliwe do pokonania większej odległości osób niesprawnych przy niewielkim wysiłku,
- Poprawa przemiany materii, zwiększa siły i pewność w utrzymaniu równowagi,
- Polepsza stabilizację kręgosłupa,
- W sposób naturalny likwidują się lekkie przykurcza,
- Możliwość przejechania przez standardowe drzwi (75 cm),
- Duży kosz o pojemności 30 litów umożliwia przewożenie większego bagażu, a jego dociążenie zwiększa stabilność,
- Pokonywanie niewysokich krawężników oraz jazdę na miękkim podłożu.

Opcje dodatkowe:

1. Oparcie na plecy (za siodełkiem) z rzepem - montowane za siodełkiem oparcie z możliwością spięcia osoby rzepem,

Rowery rehabilitacyjne

Dodany przez Kasia

niedziela, 31 października 2010 13:18 - Poprawiony niedziela, 31 października 2010 20:06

2. Zamocowanie do laski-kuli - uchwyt pod siodełkiem przymocowany do ramy
3. Podstawka do ćwiczeń stacjonarnych - podpórka pod tylne koła, powoduje iż koła się podnoszą i można swobodnie ćwiczyć jazdę na rowerze w domu
4. Pedaly z noskami

Przeciwwskazania:

- z zaawansowaną niewydolnością układu krążenia,
- z dużymi zaburzeniami równowagi w przebiegu chorób OUN,
- z zaawansowaną miażdżycą kończyn dolnych.

Dla osób niepełnoprawnych jest możliwość dofinansowania zakupu rowerka przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Ośrodki Pomocy Społecznej. My wystawiamy fakturę Pro Forma, z tą fakturą proszę udać się do miejscowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodka Pomocy Społecznej i tam spisać umowę na dofinansowanie do roweru (wskazane posiadanie orzeczenie komisji lekarskiej o stopniu niepełnosprawności).

Rower trójkołowy rehabilitacyjny G2102



Rower dostępny z ramą stalową. Koła i szprychy metalowe.

Rowery trójkołowe opracowane zostały dla osób chcących aktywnie spędzać czas oraz w celu zwiększenia skuteczności rehabilitacji osób z dysfunkcjami narządu ruchu. Oferta rowerków trójkołowych jest kierowana do wszystkich niezależnie od wieku.

Konstrukcja rowerka oraz bogata gama opcji dodatkowych pozwala na bezpieczną jazdę oraz ustabilizowanie podczas jazdy. Istnieje możliwość dopasowania rowerka do własnych

możliwości, poprzez wybór opcji dodatkowych.

W standardzie dostarczany jest rowerek z systemem ostrego koła. Tzn. aby jechać należy ciągle pedałować. Przerwa w pedałowaniu powoduje zatrzymanie rowerka, jazda wymusza ciągły ruch nóg, co zmusza do aktywności ruchowej i jest często zalecaną metodą rehabilitacyjną. Możliwe jest wykonanie rowerka z tzw. wolnym kołem (należy to zaznaczyć przy zamówieniu).

Każdy rowerek jest wyposażony w kierownice o kształcie umożliwiającym właściwe ułożenie ciała podczas jazdy oraz zapewniające większe bezpieczeństwo i komfort jazdy niż w rowerach standardowych.

Rowerki wyposażone są w szczękowy hamulec koła przedniego lub hamulec bębnowy, na piaście koła.

Rower trójkołowy rehabilitacyjny G2115



Rower dostępny z ramą stalową. Koła i szprychy metalowe.

Rower trójkołowy rehabilitacyjny G2117



Rower trójkołowy rehabilitacyjny G2119



Rower dostępny z ramą stalową. Koła i szprychy metalowe.

Ten model rowerka przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Rowery trójkołowe są szczególnie polecane dla dzieci z porażeniem mózgowym, z zachwianym poczuciem równowagi oraz osób starszych z dysfunkcjami narządu ruchu.

Rowery rehabilitacyjne

Dodany przez Kasia

niedziela, 31 października 2010 13:18 - Poprawiony niedziela, 31 października 2010 20:06

{jcomments on}